

精度管理一覧

2024年2月 作成

機器等の名称	メーカー/型式	管理方法	点検/校正 記録	設置場所	備考
全自動身長体重計	エー・アンド・デイ AD-6225A	身長計：使用前点検 体重計：1回/2年 (法的点検)	☑点検 (身長計) ☑校正 (体重計)	外来	体重計： 合格シール
身長計付体重計	seca 799	身長計：使用前点検 体重計：1回/2年 (法的点検)	☑点検 (身長計) ☑校正 (体重計)	外来	手動身長計 体重計： 合格シール
全自動身長体重計	/	身長計：使用前点検 体重計：1回/2年 (法的点検)	☑点検 (身長計) ☑校正 (体重計)	病棟	体重計： 合格シール
血圧計①	オムロン HBP-9030	使用前点検	☑点検	外来	
血圧計②	エー・アンド・デイ TM-2656	使用前点検	☑点検	外来	
血圧計③	/	使用前点検	☑点検	外来 病棟	
血圧計④	オムロン HEM-7080IC	使用前点検	☑点検	治験管理室	
体温計	/	使用前点検		外来 病棟	
遠心分離機	コクサン H-60R	外部点検 1回/年	☑点検	臨床検査科	
遠心分離機	KUBOTA 2800	外部点検 1回/年	☑点検	臨床検査科	
心電計	フクダ電子 FCP-9900	外部点検 1回/年	☑点検	生理機能検査	
心電計	フクダ電子 FCP-9900	外部点検 1回/年	☑点検	生理機能検査	
検体保管庫用 デジタル温度計 (冷蔵庫)	安藤計器製工所 ACT-140DⅢ	1回/年 交換	☑点検 (出荷検査) 温度記録有	臨床検査科	
検体保管庫用 デジタル温度計 (-30℃)	安藤計器製工所 ACT-140DⅢ	1回/年 交換	☑点検 (出荷検査) 温度記録有	臨床検査科	
検体保管庫用 デジタル温度計 (-80℃)	/	必要時 設置	/	臨床検査科	
心エコー	フィリップス EPIQ 7G	日常点検	☑点検	生理機能検査	
心エコー	フィリップス Affiniti-01	日常点検	☑点検	生理機能検査	
頸部エコー	Canon Aplioi 700	日常点検	☑点検	生理機能検査	
CT	Canon TSX-306A/1W	日常点検 外部点検	☑点検	CT室	
CT	Canon TSX-101A/HA	日常点検 外部点検	☑点検	CT室	
CT	Canon TSX-101A/GK	日常点検 外部点検	☑点検	CT室	
MRI	PHILIPS Ingenia 1.5T 781341	日常点検 外部点検	☑点検	MRI室	
MRI	GEヘルスケア Discovery MR750w 3.0T	日常点検 外部点検	☑点検	MRI室	
X線	HITACHI Radnext80	日常点検	☑点検	放射線科	
治験薬保管庫用 サーモレコーダー (冷所)	エスベック ミック RTW-31S/RTH- 3010	1回/年 校正	☑校正 温度記録有	薬剤部	
治験薬保管庫用 サーモレコーダー (室温)	エスベック ミック RTW-31S/RTH- 3010	1回/年 校正	☑校正 温度記録有	薬剤部	